

Инструкция

Массажное кресло Ergonova Organic 5 Beige

Полезные ссылки:

[Массажное кресло Ergonova Organic 5 Beige - смотреть на сайте](#)

[Массажное кресло Ergonova Organic 5 Beige - читать отзывы](#)

ERGONOVA

Organic 5 SAE

Sleep Assist Edition

Массажное кресло

Руководство пользователя



Поздравляем с приобретением массажного кресла Ergonova Organic! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия. Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Мы оставляем за собой право внести изменения в конструкцию массажного кресла. Оно может быть изменено без предварительного уведомления. Рисунки, расположенные в Инструкции по эксплуатации являются справочным материалом.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

Содержание

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Меры предосторожности	3
Внешние составляющие	7
Внутренние составляющие	8
Устройство внутренних деталей	9
Список деталей	10
УСТАНОВКА	11

МАССАЖ

Регулировка кресла перед массажем	17
Пульт управления	19
Дисплей пульта управления	21
Программы массажа	24
Панель быстрого управления	25
Инструкция по эксплуатации и описание функций	27
Завершение работы кресла	29

УХОД ЗА КРЕСЛОМ	30
------------------------------	-----------

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОВ	31
-----------------------------------	-----------

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	32
---	-----------

Отличительные особенности

1. Уникальный набор опций "Sleep Assist" для подготовки ко сну. Это комбинация самых эффективных средств для глубокого расслабления. Вы забудете про бессонницу, восстановите качество сна и будете просыпаться полным энергии и сил.
2. Система аэромассажа из 72 пневмоподушек. Массаж шейно-воротниковой зоны, бедер, ягодиц, ног и рук осуществляется при помощи компрессионных подушек, которые способны выполнять сдавливающие, скручивающие, растягивающие движения. Аэромассаж перед сном способствует быстрому засыпанию и крепкому, здоровому сну.
3. Специальная программа "Мир снов". Данный режим способствует уменьшению дневного стресса, успокоению и сокращению сердечного ритма. Использование программы перед сном позволит проспать еще более свежим, отдохнувшим и полным энергии для продуктивного начала дня.
4. Усовершенствованная система массажа шейно-воротниковой зоны. Дополнительные пневмоподушки в области плеч в сочетании с роликовым массажем эффективно снимают напряжение и расслабляют зажатые мышцы. Накидка с 6 подушками регулируется и делает расслабляющий массаж шеи или головы и снимает стресс. Особенно такой массаж полезен тем, кто много сидит в течение дня.
5. Эффективный роликовый 3D-массаж.
6. Система массажа рук "Антистресс". Пневмоподушки для массажа рук плотно обхватывают ладони и предплечья и делают расслабляющий массаж. Движения запрограммированы с учетом физиологических особенностей организма. Такой массаж разгоняет кровообращение, снижает утомляемость и делает ежедневный уход за руками еще эффективнее. Специальные выступы воздействуют на акупунктурные точки и улучшают работу всех систем организма.
7. Скручивающий массаж талии. Выполняется воздушно-компрессионными подушками в области бедер, снимает напряжение с позвоночника и приносит огромное облегчение после рабочего дня.
8. Продвинутое технологии воздушно-компрессионного массажа ног. Ноги испытывают огромную нагрузку в течение дня, и тщательный массаж стоп и икр в конце дня жизненно необходим для расслабления всего организма.
9. Капсульная форма и дополнительные подушки для массажа передней части стопы создают эффект полного погружения и массажа нескольких массажистов одновременно.
10. Массаж головы компрессионными подушками, который активизирует кровообращение и лимфоток, улучшает питание мягких тканей, снимает мышечное напряжение, улучшает настроение и общее состояние и помогает справиться с бессонницей.
11. Кнопка положения "нулевой гравитации" помогает снять напряжение с позвоночника и позволит вам почувствовать настоящую невесомость.
12. Роликовый массаж стоп в месте с воздушно-компрессионным массажем икр позволяет снять напряжение, накопившееся за день в ногах.
13. Функция подогрева выполняет разогрев мышц шеи, плеч, поясницы и бедер, снимая напряжение и усиливая эффект от массажа.
14. Благодаря системе экономии пространства Zero Space кресло можно ставить практически вплотную к стене.
15. Подставка для ног выдвигается на 22 см вперед, что позволяет полноценно использовать кресло людям разного роста.

Пожалуйста, сохраните руководство для дальнейшего использования.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ перед использованием кресла. Меры предосторожности помогут Вам использовать изделие безопасно.

Перечисленные далее несчастные случаи, вызванные неправильным использованием кресла, сопровождаются значками «ОСТОРОЖНО» и «ВНИМАНИЕ». Пожалуйста, не игнорируйте данную информацию и следуйте инструкциям в данном руководстве.

	Осторожно	Этот знак указывает на опасность для жизни
	Внимание	Этот знак указывает на возможность повреждения составляющих устройства или травм

Расшифровка символов

	Недопустимые действия		Запрещено самостоятельно ремонтировать
	Привлечение внимания пользователя		Использование шнура питания

Пожалуйста, храните руководство в легко доступном месте.

 ОСТОРОЖНО		
	<ul style="list-style-type: none">• Остеопороз, переломы и острые болезненные ощущения, например, растяжение связок.• Сердечные заболевания (в том числе наличие электронного кардиостимулятора и/или иных внутренних электроаппаратов).• Онкологии• Нарушения мозгового кровообращения• Сахарный диабет• Искривления позвоночника• Остеохондроз• Беременные и недавно родившие• Тромбоз, варикоз и кожные воспаления• Нарушения восприятия температуры• Солнечные ожоги, озноб, давление или физическая слабость• Возраст старше 80 лет• Пониженные физические, сенсорные или умственные способности	Использовать устройство с осторожностью, перед использованием проконсультироваться с лечащим врачом



ОСТОРОЖНО

	<ul style="list-style-type: none">• Не используйте устройство, если оно или Ваши руки мокрые;• Если у Вас повышенная чувствительность к теплу; используйте кресло с осторожностью;• Не спите во время массажа;• Во избежание застревания не оставляйте на кресле или рядом с ним посторонние предметы;• Убедитесь, что вокруг кресла во время регулировки положения спинки и подставки для ног нет детей или домашних животных;• Если вы почувствовали дискомфорт, прекратите массаж и обратитесь к врачу;• Не массируйте живот, будьте осторожны во время массажа шеи;• Прежде, чем встать с кресла, дождитесь его полной остановки;• Не используйте кресло вместе с другими устройствами;• Дети и домашние животные не должны играть в массажном кресле, особенно во время массажа. Недопустимо сидеть на спинке или подлокотниках;• Люди с нарушением двигательной функции должны пользоваться креслом под присмотром;• Перед перемещением устройства убедитесь, что спинка и подставка для ног находятся в исходном положении.	Риск несчастных случаев/травм
	<ul style="list-style-type: none">• Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку;• Подключите кабель питания в подходящую по напряжению и конструкции розетку;• Всегда отключайте кресло, если не используете его. Для этого нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на пульте управления, отключите выключатель питания и вытащите вилку из розетки.	Риск поражения электрическим током/пожар
	<ul style="list-style-type: none">• Не скручивайте массажные подушки и обивку при хранении;• Используйте кресло только по его прямому назначению – массаж. Не запускайте его без пользователя;• Не оставляйте включенное устройство без присмотра.	Риск несчастного случая
	<ul style="list-style-type: none">• Не используйте кабель питания, вилку или розетку, если они имеют признаки повреждения;• Не используйте напряжение, отличное от номинального;• Не используйте поврежденный кабель питания, не ставьте на него тяжелые предметы, не натягивайте и не сгибайте слишком сильно;• Не держите кабель питания рядом с отопительными и нагревательными приборами.	Риск поражения электрическим током/пожар
	<ul style="list-style-type: none">• Если кресло работает некорректно, сломано, облито водой, обратитесь в специализированный сервисный центр. Не допускается самостоятельный ремонт;• Если кабель питания поврежден, не ремонтируйте его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр;• Во избежание поражения электрическим током не открывайте и не ремонтируйте кресло. Оно не предназначено для обслуживания пользователем;• Проверяйте целостность обивки кресла, в случае небольших повреждений выключите его и обратитесь в сервисный центр.	Ремонт и обслуживание



ОСТОРОЖНО

	<ul style="list-style-type: none"> • Ставьте кресло на плоской поверхности. 	Во избежание падения
	<ul style="list-style-type: none"> • Максимальное время сеанса массажа 20 минут. По 5 минут в каждой позиции, начиная с легкого уровня интенсивности. Более продолжительный массаж в одном положении может принести дискомфорт. 	Во избежание неприятных ощущений в теле
	<ul style="list-style-type: none"> • Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажные ролики находятся на своем месте. • Во избежание утери, падений и зажима между частями кресла пульт управления необходимо хранить в предназначенном для него кармане. • Убедитесь, что выключатель находится в положении OFF перед тем, как подключить кресло к сети. 	Для предотвращения травм
	<ul style="list-style-type: none"> • Выключите кресло перед тем, как отключить его от сети. 	Во избежание проблем при включении
	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку. 	Для предотвращения короткого замыкания и риска возгорания
	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что шнур питания не поврежден, на нем нет воды и мусора. • Убедитесь, что заземляющий контакт подключен корректно. Он не должен быть загнут или отрезан. 	Для предотвращения эл. шока в случае утечки или повреждения
	<ul style="list-style-type: none"> • Не нажимайте руками и не наступайте ногами на массажные ролики; • Не помещайте руки между работающими массажными роликами. • Не помещайте руки в щели между механизмами. • Не вставляйте, не садитесь и не кладите ничего на спинку, подлокотники или подставку для ног. • Не вставайте с кресла во время массажа. • Не передвигайте работающее кресло. • Не отключайте от сети работающее кресло. • Не кладите руки или голову между подставкой для ног и полом. • Не пользуйтесь креслом с украшением в волосах. • Не кладите острые предметы в задние карманы, когда делаете массаж ягодиц и бедер. • Не сидите на спинке и не давите на нее, когда кресло возвращается в исходное положение. • Не делайте массаж на участках с поврежденной кожей или в тонкой одежде, это может вызвать болезненные ощущения. 	Для предотвращения аварии или травм
	<ul style="list-style-type: none"> • Берегите кресло от жары, влажности, острых предметов и агрессивных, горючих, взрывчатых средств. • Запрещено пользоваться в кресле электроодеялом и другими устройствами электрообогрева. • Берегите кресло от обогревателей и других горячих предметов. • Не держите кресло под прямыми солнечными лучами. • Не пользуйтесь креслом на открытом воздухе. 	Чтобы предотвратить стирание, выцветание обивки



ОСТОРОЖНО


	<ul style="list-style-type: none"> • Не используйте и не храните кресло во влажной среде, в бассейне, ванной комнате и т.п. • Держите кресло и пульт управления сухим. • Не пользуйтесь креслом, когда ваше тело влажное. 	Для предотвращения поражения эл. током.
	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что кресло заземлено правильно, в противном случае возможно поражение эл. током, если вы сомневаетесь, обратитесь к профессиональному электрику. • Если вилка не соответствует по конструкции розетке, не меняйте ее самостоятельно, обратитесь к профессиональному электрику или в сервисный центр. 	Для предотвращения поражения эл. током.
	<ul style="list-style-type: none"> • Отключите кресло от сети, прежде чем заниматься чисткой. • Отключите кресло от сети после использования кресла. • Отключите питание, если есть какие-либо повреждения в системе питания. • Придерживайте розетку при отключении от сети, никогда не дергайте за шнур питания. 	Для предотвращения поражения эл. током и возгорания.
	<ul style="list-style-type: none"> • Пожалуйста, выключайте питание и отключайте кресло от сети после сеанса массажа. • Если произошло отключение электричества, немедленно отключите кресло от розетки. 	Для предотвращения несчастных случаев и травм.

Заземление

- Кресло оборудовано шнуром питания с приводом заземления. Вилку следует подключать в подходящий разъем, правильно установленный и соответствующий по конструкции.

Замена предохранителя

- Если предохранитель сгорел, пожалуйста, выключите питание и отключите кресло от сети. Откройте крышку отсека предохранителя, которая находится около выключателя. Замените предохранитель таким же, как и старый, и закройте крышку. Или обратитесь к профессиональному электрику.



ВНИМАНИЕ

Провод заземления не должен находиться в следующих местах:

- Газопровод: возможен взрыв или возгорание.
- Телефонный кабель и стержень громоотвода: может вызвать электрический шок и пожар во время грозы.
- Водопровод: провод заземления бесполезен там, где есть пластик.


Внешние составляющие



Внутренние составляющие



Устройство внутренних деталей



Список деталей

№	Наименование	Кол-во
1	Пульт управления	1
2	Правый подлокотник	1
3	Деталь от правого подлокотника	1
4	Электропривод подножки	1
5	Соленоидный клапан	1
6	Опора для ног	1
7	Блок питания	1
8	Электропривод спинки	1
9	Передний поворотный механизм	1
10	Нижняя рама	1
11	Задний поворотный механизм	1
12	Деталь от левого подлокотника	1
13	Блок питания	1
14	Накладка спереди	1
15	Подставка для ног и стоп	1
16	Левый подлокотник	1
17	Массажный механизм для плеч	1
18	Обивка спинки кресла	1
19	Задняя крышка	1
20	Массажный механизм	1
21	Узел задней крышки	1
22	Обивка сидения	1
23	Подушка	1

УСТАНОВКА

Установка (1)

Шаг 1. Достаньте основание и комплектующие из коробки.

1. Вытащите из коробки основание и комплектующие. Рекомендуется делать это вдвоем. Можно ставить вплотную к стене.

Примечание: во избежание появления царапин на пластиковых поверхностях рекомендуется ставить кресло в сантиметре от стены.

2. Проверьте наличие всех комплектующих по списку.



Кабель питания



Пульт управления




Болты M8*40



Шестигранник


3. Достаньте правый и левый подлокотники из коробки. Положите их на пол рядом с основанием.



Левый подлокотник

Правый подлокотник

3. Достаньте подставку для ног из упаковки. Рекомендуется взяться обеими руками за правую и левую сторону, а затем извлечь подставку из коробки.



Подставка для ног

Установка (2)

Проверьте пространство вокруг кресла.

Убедитесь, что вокруг кресла достаточно пространства для его работы.

Минимум 50 см от стены

Минимум 2 см от стены



Заземляющая часть

Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы избежать повреждения напольного покрытия или ковра.




ВНИМАНИЕ

- Во избежание поражения электрическим током не используйте кресло в помещениях с повышенной влажностью (бассейн, ванная комната).
- Во избежание падения устанавливайте массажное кресло на ровной поверхности.
- Во избежание возгорания не подвергайте массажное кресло воздействию прямых солнечных лучей или нагревательных приборов.

Установка (3)

Шаг 2. Подсоединение кабеля и настройка кресла.


1. Вставьте кабель пульта управления в разъем и плотно закрутите.
2. Подсоедините кабель питания к разъему. Вставьте вилку кабеля питания в розетку. Включите тумблер питания.
3. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на пульте управления. Дождитесь загрузки и повторно нажмите на кнопку. После чего кресло автоматически вернется в исходное положение.
4. Дождитесь полной остановки кресла. Выключите тумблер, а затем вытащите вилку из розетки.



Шаг 3. Сборка левого и правого подлокотника.

1. Вставьте пластину на подлокотнике в пазы в основании кресла.
2. Аккуратно двигайте подлокотник, так, чтобы передняя и задняя панели совпали с отверстиями в каркасе сидения.
3. Отрегулируйте подлокотник, затем вставьте болты M8*40 в отверстия и закрутите шестигранником.
4. Вставьте воздушную трубку в штуцер и подсоедините жгут проводов в разъем.
5. Соберите второй подлокотник тем же способом.

После сборки массажного кресла, убедитесь, что воздушные трубки не пережаты. Убедитесь, что болты плотно закручены. В противном случае кресло может упасть и повредиться.



Установка (4)


Шаг 4. Установка обивки сидения.

1. Вставьте воздушную трубку на правой стороне кресла в штуцер.
2. Затем закрепите сидение и спинку кресла застежкой-молнией.
3. Молния спереди фиксирует обивку сидения.



Шаг 5. Карман для пульта управления.

1. Откройте застежку-молнию под подлокотником и спрячьте кабель пульта управления под обивку сидения с левой стороны.
2. С помощью липучки прикрепите карман к внутренней стороне левого подлокотника.
3. Положите пульт управления в карман.



Установка (5)


Шаг 6. Сборка подставки для ног.

1. Выкрутите болты из отверстий в области ног.
2. Вставьте жгут проводов в разъем.
3. Вставьте воздушную трубку, расположенную в подножке, в штуцер, расположенный в крышке двигателя.
4. Вставьте вал вращения на подножке в соответствующие отверстия в сидении.
5. Плотнo закрутите болты.
6. Застегните молнию.



ВНИМАНИЕ


После сборки массажного кресла, убедитесь, что воздушные трубки не пережаты. Убедитесь, что болты плотно закручены. В противном случае кресло может упасть и повредиться.



Установка (6)

Шаг 7. После сборки

1. Вставьте вилку кабеля питания в розетку.
2. Включите тумблер питания. (Тумблер должен находиться в положении «I»)
3. Используйте пульт управления для выбора массажной программы и установления необходимых настроек.



Вставьте кабель питания в разъем



ВНИМАНИЕ

Прежде, чем вставить вилку в розетку, убедитесь, что тумблер питания выключен (положение «O»).



МАССАЖ

Регулировка кресла перед массажем

Пространство



ВНИМАНИЕ



Не используйте кресло в местах с повышенной влажностью, вблизи бассейнов, ванн, саун, в местах утечки тока.
Caution
 Don't use the chair in wet places like near swimming pool, bath room to avoid leakage or electric shock.




Не используйте кресло под прямыми солнечными лучами или рядом с отопительными приборами.
 Don't use under sunlight or near stove or other heating place to avoid upholstery damage.



Используйте массажное кресло на ровной поверхности, для того, чтобы избежать падение массажного кресла.
Please use chair in flat place to avoid chair falling or noise or other unexpected

• Осмотрите пространство вокруг кресла

Убедитесь, что рядом с креслом нет людей, домашних животных и посторонних предметов, чтобы спинка и подставка для ног раскладывались беспрепятственно.
Check places in front
 Check the areas when back and leg extending, make sure no people, pets or other things around.



• Проверьте кабель питания и розетку

- Своевременно протирайте кабель от пыли (используйте сухую тряпку).
Check power cable, plug
 (1) Clean the dust on plug on time. (using dry cloth).
- Не используйте поврежденный, порванный, спутанный или перегнутый кабель.
Check
 (2) No damage, re-do, bend, stretch, tie or press with heavy thing (especially can't be pressed by the chair) on power cable.



Check

Свободное место

• Необходимое свободное место

Можно ставить вплотную к стене. Рекомендуется оставлять 1 см от стены во избежание повреждения.
Space size for using the chair

Zero space from wall.
 Tips: at least 1cm from wall.



• Осмотритесь вокруг

Убедитесь, что достаточно места для спинки и подставки для ног.
Check surroundings
 Check the areas when back and leg extending, make sure no people, pets or other things around.


Убедитесь, что достаточно места для спинки и подставки для ног.
Check surroundings
 Check the areas when back and leg extending, make sure no people, pets or other things around.

- Check any person or things in every direction.
- Check the space size.



Check power cable, plug

- Clean the dust on plug on time. (using dry cloth).
- No damage, re-do, bend, stretch, tie or press with heavy thing (especially can't be pressed by the chair) on power cable.



Space size
 Zero space
 Tips: at least 1cm from wall.

At least 50cm in front of the leg

Check surroundings

When the backrest or legrest reclines or extends,

(1) Check any person or things in every direction.

(2) Check the space size.

Check power cable, plug

(1) Clean the dust on plug on time. (using dry cloth).

(2) No damage, re-do, bend, stretch, tie or press with heavy thing (especially can't be pressed by the chair) on power cable.



ВНИМАНИЕ


Во избежание несчастных случаев, не передвигайте массажное кресло, когда оно работает.

Как перемещать

- Сверните провода и положите их на сиденье, чтобы не повредить во время перемещения.
- Если вы уронили кресло, внутренние элементы могут быть повреждены. Не катайте кресло по деревянному или другому легко повреждаемому покрытию.
- Для перемещения кресла необходимо не менее двух человек.
- Убедитесь, что питание выключено и шнур питания не касается пола, (при перемещении важно держать кресло вертикально, чтобы избежать удара спинки об пол).

Совет

Поднимите кресло за подставку для ног, чтобы перенести вес на колесики. Затем, толкните кресло до нужного места и поставьте его на пол.



не более 40° Колесики

Передвигайте кресло с поднятой подставкой для ног (см. рисунок выше). Не переносите кресло за подлокотники.

Перед настройкой

- Прежде чем сесть в кресло, убедитесь, что массажные ролики находятся в правильном положении (во избежание травм, вызванных ударом массажных роликов по голове).
- Сканирование тела, определит положение акупунктурных точек. Если массажные ролики не могут определить положение акупунктурных точек, массажер для плеч будет установлен в среднее положение.




Правильное положение


- Спина прилегает к спинке, голова прилегает к подушке.
- После сканирования пульт управления издает звуковой сигнал.
- При помощи стрелок «вверх» и «вниз» пользователь может вручную отрегулировать уровень плеч под свои параметры. В случае, если сканирование определит не верно положение акупунктурных точек, Вы не получите полноценный массаж.



Совет



При недостаточной интенсивности массажа, уберите дополнительную подушку.



Так как кресло достаточно тяжелое, оно может повредить пол в процессе долгой работы. Постелите защитный коврик или другое мягкое покрытие.

Пульт управления





1. Чтобы включить массажное кресло нажмите кнопку ON/OFF. Нажмите «Меню» или «Авто» для выбора режима массажа. Для того чтобы выключить кресло во время массажа, нажмите кнопку ON/OFF, после чего подставка для ног вернется в исходное положение (нижнее), спинка примет вертикальное положение, экран пульта выключиться через 3-5 секунд.



2. Быстрое расслабление. Используйте эту кнопку для запуска автоматической 8-ми минутной программы, направленной на расслабление.



3. Аварийное отключение. Эта кнопка остановит все функции массажа, а кресло вернется в исходное положение и выключится. Чтобы вернуться к массажу, перезагрузите пульт дистанционного управления с помощью кнопки включения / выключения.



4. Нажатие кнопки открывает меню настроек, где Вы сможете выбрать дополнительные функции массажного кресла. Повторное нажатие вернет Вас на главный экран.



5. Нажатие кнопки запускает программы автоматического режима. На выбор представлено 6 программ: Тонус, Мир снов, Тайский, Комфорт, Китайский, Стоп.



6. Джойстик управления имеет 4 кнопки: Вверх, Вниз, Влево, Вправо. В интерфейсе «Меню» это кнопки навигации, Вы можете нажимать Вверх/Вниз для быстрого выбора меню и Вправо/Влево для выбора предыдущего/следующего меню. Дополнительно кнопки Вверх/Вниз могут использоваться для ручной регулировки при сканировании тела или точечного массажа. Левая и правая кнопки регулируют интенсивность воздушно-компрессионного массажа в ручном режиме. Кнопка Вправо также отключает сигнал неисправности.



7. Используйте эту клавишу, чтобы подтвердить выбор и перейти на следующий уровень меню.



12. Поднятие подставки для ног. Постоянно удерживайте эту кнопку, чтобы поднять подставку для ног на нужную высоту. Отпустите кнопку, когда достигнете желаемой высоты.



13. Поднятие спинки кресла и опускание подставки для ног. Удерживайте эту кнопку постоянно, чтобы переместить спинку в сидячее положение и опустить подставку для ног. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать выбранную вами позицию.



15. Опускание подставки для ног. Удерживайте эту кнопку, чтобы опустить подставку для ног на нужную высоту.



16. Опускание спинки поднятие подставки для ног. Удерживайте эту кнопку, чтобы откинуть спинку и поднять подставку для ног. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать выбранную вами позицию.



14. Нулевая гравитация. Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в положение невесомости. Ваше кресло само отрегулируется, а затем остановится. Если вы хотите вернуться в положение по умолчанию, просто нажмите на кнопку повторно. Функция отображается на главном экране.

Дисплей пульта управления

Главный экран



Область массажа




Прогрев

Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», после чего раздастся короткий сигнал. Вначале отобразится загрузочный экран, через 2-3 секунды - главный экран. На главном экране отображаются: область массажа, режим, таймер обратного отсчета, подогрев и т.д. Информация будет меняться в зависимости от выбранной программы.

Параметры

- Разминание
- Поколачивание
- Постукивание
- Шиацу
- Нулевая гравитация
- Таймер обратного отсчета
- Скорость (малая, средняя, быстрая)
- Радиус (малый, средний, большой)
- Интенсивность компресс. подушек (малая, средняя, высокая)
- Интенсивность 3D массажа (3 уровня)

Экран меню




Нажмите на кнопку «Меню», чтобы перейти к настройкам. Повторное нажатие кнопки вернет на главный экран.

Автоматический режим:

Выберите «Авто» и нажмите ОК, чтобы перейти в меню автоматического режима. На выбор представлено 5 программ автоматического режима: Тонус, Мир снов, Тайский, Комфорт, Медитация.

- Спорт
- Шопоголик
- Поясница
- Шея и Плечи




- Режим
 - Шведский
 - Китайский
 - Бразильский
 - Греческий
 - Японский
- Положение
 - Все тело
 - Область
 - ПозцияФик
- Ширина
 - Узкий
 - Широкий
- Скорость
 - Медленно
 - Узкий
 - Широкий
 - Средний
 - Все тело
 - Быстро
- 3D
 - 3D+
 - 3D-

Ручной режим включает в себя 5 изменяемых параметров: Режим (программа), Позиция (область массажа), Ширина (радиус движения массажных роликов), Скорость, 3D (трехмерный массаж). Выберите «Режим» и нажмите ОК, чтобы перейти в меню этой настройки. В ручном режиме пользователь может настроить высоту массажных роликов при

помощи кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ (см. выбор области массажа). Настройка радиуса: массажные ролики совершают возвратно-поступательные движения вокруг выбранной области.

Примечание:

1. При включении массажное кресло проведет сканирование тела и определит положение ваших плеч/шеи и контур позвоночника.
2. После сканирования станут доступны настройки области массажа, скорости и радиуса движения массажных роликов.




Воздушно-компрессионный массаж:

Выберите «Сжатие» и нажмите ОК для изменения настроек воздушно-компрессионного массажа. Можно изменить область массажа (Позиция) и Интенсивность. Выберите настройку и нажмите ОК, чтобы перейти в ее меню.

Массажные ролики для стоп:


Выберите «Ролики» и нажмите ОК для изменения настроек роликов для стоп. Затем выберите необходимую настройку: Быстро, Медленно, Стоп. Нажмите ОК для выбора.

Примечание: В автоматическом режиме массажа всего тела, по умолчанию включены ролики для ног. Если вы не хотите использовать данную функцию, нажмите «Меню»/«Ролики»/«Стоп».




Прогрев:

Нажмите кнопку «Меню» и выберите «Прогрев», у вас имеется возможность отрегулировать функции подогрева: подогрев спинки, подогрев области поясницы, подогрев сидения, подогрев стоп.




Время массажа: 10, 20 и 30 минут.

По умолчанию установлено время - 20 минут, после чего массажное кресло автоматически выключается.

**Параметры:**

Нажмите кнопку «Меню» и выберите «Параметры», чтобы выдвинуть подставку для ног или настроить язык.

Выдвижение подставки для ног: Вперед или назад на 22 см.



После включения питания кресло начнет сканирование тела. Процесс будет отображаться на экране. После сканирования 5 раз с интервалом в секунду прозвучит звуковой сигнал, а массажные ролики будут находиться на уровне плеч. При помощи стрелок «вверх» и «вниз» пользователь может вручную отрегулировать уровень плеч под свои параметры. Процесс будет также отображен на экране. Время массажа по умолчанию занимает 20 минут, после чего кресло автоматически выключается и возвращается в исходное положение.



Программы массажа

Автоматические программы

Тонус - оздоровительный массаж, который приводит в тонус все тело, дарит ощущение бодрости и помогает настроиться на продуктивный день.

Мир снов - специальная программа для подготовки организма ко сну. Расслабляющие техники, которые снимают стресс и напряжение, успокаивают нервную систему. Благодаря этой программе ваш сон станет более крепким и качественным.

Тайский - специальная программа растяжки, которая повышает гибкость позвоночника и эластичность мышц. Такой массаж рекомендуется делать ежедневно для восстановления в течение дня.

Комфорт - успокаивающие массажные техники для расслабления всего тела, которые позволят поддерживать отличное самочувствие и состояние комфорта.

Медитация - техника, которая помогает уменьшить уровень стресса. Такое воздействие снимает мышечные спазмы, выводит из организма токсины и оказывает положительное воздействие на нервную систему.

Далее...


Спорт - специальная техника для восстановления после тренировок и активного дня, которая прорабатывает триггерные зоны, оказывает глубокое воздействие, снимает напряжение и блоки.

Шопоголик - специальная программа массажа для любителей шопинга и тех, кто проводит много времени на ногах. Расслабляет мышцы и снимает напряжение в ногах, спине, настраивает организм на успокоение и отдых.

Поясница - программа для снятия напряжения и боли в области спины. Снимает скованность мышц, улучшает осанку, повышает работоспособность и общее состояние организма.

Шея и Плечи - программа для проработки шейно-воротниковой зоны. Рекомендована для каждого человека и особенно для тех, кто работает в офисе и много времени работает сидя.

Панель быстрого управления



Панель быстрого управления



1. Выполняет те же функции, что и кнопка включения на пульте управления. Кнопка подсвечивается в включенном состоянии. Если в течение некоторого времени не было совершено никаких действий, кнопка начнет мигать в течение 5 секунд, после чего кресло выключается.



2. Нажмите на кнопку, чтобы начать оздоровительную программу массажа. Кнопка подсвечивается, когда программа запущена.



3. Нажмите на кнопку, чтобы начать оздоровительную программу массажа. Кнопка подсвечивается, когда программа запущена.



4. Нажмите на кнопку, чтобы начать воздушно-компрессионный массаж всего тела. Кнопка подсвечивается, когда программа запущена.



5. Нажатием кнопки можно увеличить время массажа на 5 минут. Максимальное количество нажатий - 4 (20 минут).



6. Нажмите кнопку, чтобы перевести кресло в положение «нулевой гравитации». Повторное нажатие кнопки вернет кресло в исходное положение.

Инструкция по эксплуатации и описание функций



Шаг 1. Включите питание.


1. Вставьте конец кабеля в разъем «а».
2. Вставьте кабель в розетку.
3. Включите выключатель.
4. Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» (On/Off) на пульте управления. При правильном включении должен раздаваться короткий сигнал и загореться экран.

Шаг 2. Начните массаж.

1. Выберите необходимую программу и начните массаж. См. «инструкции к пульту управления» для получения подробной информации.
2. После завершения выбранной программы кресло вернется в исходное положение. На экране появится надпись «Кресло отключается», и через пару секунд кресло выключится.



Пульт управления




Шаг 3. Выключите питание.

1. Если кресло включено, нажмите кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления, чтобы завершить работу.
2. После того, как массажные ролики вернутся в исходное положение, выключите тумблер питания.
3. Вытащите кабель из розетки.

<p>ВНИМАНИЕ</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Если вы обнаружили какие-либо повреждения обшивки кресла, обратитесь в сервисный центр и немедленно прекратите использование массажного кресла.2. Используйте только рекомендуемое напряжение.	<p>ОСТОРОЖНО</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Прежде чем сесть в кресло, убедитесь, что рядом с подлокотниками, подставкой для ног и спинкой нет посторонних предметов.2. Убедитесь, что кресло находится в исходном положении перед использованием.3. Не вставайте с кресла во время массажа.
------------------------	--	-------------------------	---

Поднятие подставки для ног

Нажмите и удерживайте для поднятия подножки; отпустите кнопку для остановки.



Опускание подставки для ног

Нажмите и удерживайте для опускания подножки; отпустите кнопку для остановки.



Поднятие подставки для ног и опускание спинки

Нажмите и удерживайте для поднятия подножки и опускания спинки; отпустите кнопку для остановки.



Поднятие спинки и опускание подставки для ног

Нажмите и удерживайте для поднятия спинки и опускания подставки; отпустите кнопку для остановки.




Положение «нулевой гравитации»

Нажатие кнопки автоматически опускает спинку и поднимает подставку до положения «нулевой гравитации». Повторное нажатие кнопки останавливает кресло в текущем положении.




Выдвижение подставки для ног

Подставка для ног может выдвигаться на 16 см вперед, что позволяет полноценно использовать кресло людям разного роста.



Массаж рук

Воздушно-компрессионный массаж рук представляет собой последовательное надувание и сдувание компрессионных подушек. Положите руку в подушку, когда она в сдутом состоянии, после чего начните массаж.




Массаж плеч

Компрессионные подушки воздействуют на плечи с обеих сторон, улучшая циркуляцию крови в плечевой зоне и снимая усталость.



Массаж стоп


Массажные ролики движутся по окружности вокруг стоп, а воздушные подушки сжимают Ваши икры. Помимо снятия усталости массаж стоп укрепляет иммунитет и улучшает кровообращение.



1. Убедитесь, что рядом с креслом нет людей, домашних животных или других объектов. При поднятии спинки следите за тем, чтобы не произошло защемления частей тела или одежды.
2. Во время регулировки подставки для ног, пожалуйста, не вставайте с кресла и не препятствуйте ее движению во избежание получения травм и повреждения составляющих кресла.
3. Для получения более подробной информации, пожалуйста, прочтите инструкции к пульту управления.

Завершение работы кресла

1. Убедитесь, что рядом с креслом нет людей, животных и посторонних предметов.




2. С помощью кнопки на пульте управления, верните кресло в исходное положение (или нажмите кнопку вкл/выкл, после чего кресло автоматически вернется в исходное состояние).



3. После отключения положите пульт управления в карман для хранения, расположенный в левом подлокотнике.



4. Выключите выключатель.



5. Вытащите кабель питания из розетки. (Внимание: тяните за вилку, а не за кабель)



6. Проведите чистку кресла при необходимости.



ВНИМАНИЕ

- Всегда отключайте кресло после использования.
- Во избежание поражения электрическим током и травм после использования вытаскивайте кабель питания из розетки. Не допускайте попадания влаги и пыли на выключатель и разъемы.

УХОД ЗА КРЕСЛОМ

Экокожа

Основной уход

Протрите кожу мягкой су



Не допускается и использование химических очистителей, бензина или спирта.



При сильных загрязнениях

1. Поместите мягкую ткань в 3-5% раствор моющего средства. Отожмите ткань и протрите кресло.
2. Прополощите ткань в воде, отожмите и протрите поверхность снова, чтобы удалить остатки моющего средства.



3. Протрите кожу мягкой сухой тканью.
4. Дайте высохнуть естественным путем.

Обивка

1. Смочите мягкий кусок ткани в теплой воде с нейтральным чистящим средством. Выжмите ткань и протрите обивку. Не допускается использование химических очистителей, бензина или спирта.
2. С помощью щетки пройдитесь по загрязненным местам (не давите сильно, чтобы не повредить ткань).
3. Прополощите ткань в чистой воде, отожмите и протрите поверхность снова.
4. Дайте высохнуть естественным путем.



Пластиковые части

1. Смочите кусок ткани в теплой воде с нейтральным чистящим средством. Выжмите ткань и протрите пластиковые детали.
2. Прополощите ткань в чистой воде, отожмите и протрите поверхность снова.
3. Дайте высохнуть естественным путем.



Пульт управления

1. Смочите мягкий кусок ткани в чистой воде. Выжмите ткань и протрите пульт управления.
2. Дайте пульта высохнуть естественным путем. Не допускается использование химических очистителей, бензина или спирта.



Пульт управления



ВНИМАНИЕ

- Вытащите кабель питания из розетки перед чисткой.
- Не беритесь за кабель влажными руками.
- В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание устройства.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблема	Возможная причина	Решение
Массажное кресло не работает	Не включен пульт управления	Нажмите кнопку включения на пульте управления
	Не выбран режим массажа	Выберите необходимый режим
	Возможно, отошли контакты	Убедитесь, что все контакты на своих местах
	Возможно, кабель или розетка повреждены	Пожалуйста, обратитесь к производителю или в сервисный центр за заменой или ремонтом
	Перегорел предохранитель	Замените перегоревшие предохранители
	Проблемы с подачей электроэнергии	Пожалуйста, обратитесь к специалисту для проверки и дальнейшего ремонта
Непонятные звуки при работе кресла	Шум работающих механизмов, мотора или воздушных подушек	Не требует устранения
Левый и правый массажные ролики имеют разную высоту	Левый и правый ролики двигаются асинхронно	Не требует устранения
Звуки становятся громче во время работы кресла	Кресло работает в течение длительного времени	Отключите питание. Дайте креслу остыть в течение 1,5 ч, после чего Вы сможете его снова использовать.
	Комплектующие кресла пришли в негодность	Нормальное явление. Пожалуйста, обратитесь к производителю или в сервисный центр за заменой и ремонтом
Массажное кресло останавливается или прерывает работу	Внезапное отключение питания	Проверьте соединения и включите питание
	Кресло работает в течение длительного времени	Отключите питание. Дайте креслу остыть в течение 1,5 ч, после чего Вы сможете его снова использовать.
Не опускается спинка и подставка для ног	Проверьте, не имеется ли препятствий на пути кресла; перегрузка (активируется механизм защиты)	Уберите препятствующие элементы; отключите питание и дайте креслу остыть в течение 1,5 ч, после чего Вы сможете его снова использовать.
Кресло не может вернуться в исходное положение	Кресло работало в течение длительного времени.	Пожалуйста, обратитесь к производителю или в сервисный центр за заменой и ремонтом
Греется кабель или вилка питания	Кресло работает в течение длительного времени	Отключите питание. Дайте креслу остыть в течение 1,5 ч, после чего Вы сможете его снова использовать.
	Другие причины	Прекратите использование устройства, обратитесь к специалисту для проверки и последующего ремонта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УТИЛИЗАЦИЯ



Данная маркировка указывает на то, что массажное кресло должно быть утилизировано вместе с другими бытовыми отходами. Для того, чтобы предотвратить нанесение ущерба окружающей среде или здоровью людей, следует произвести утилизацию в виде повторного использования (вторсырье). За дополнительной информацией по утилизации вы можете обратиться в точку продажи.

Наименование	Массажное кресло	Мощность	260Вт
Номинальное напряжение	120В ~ 60Гц 220В ~ 50/60Гц 240В ~ 50 Гц	Масса нетто/брутто	Основание: 71/90.4 кг Подлокотник:23/28.6 кг Подставка для ног:28/31.1 кг
Модель	Organic 5 SAE	Размер	Основание: 1490×780×940мм Подлокотник: 1270×440×800мм Подставка для ног:600×575×615мм (д × ш × в)
Класс безопасности	Класс 1		

Генеральный импортер в России: ООО «Макс Концепт», ОГРН 1147453008532
Москва, Люберецкий р-он, г. Котельники, 1-й Покровский пр-д, д.5
тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: <http://ergonova.ru/about/stores/>

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены





Designed by Ergonova Germany
www.ergonova.ru

